

Administración por gravedad

La infusión por gravedad permite una administración más lenta y, en general, bien tolerada. Debe iniciarse de forma gradual, para establecer una mejor tolerancia.




- **Aspire de 20-40 ml de agua** (o la cantidad indicada por su profesional de la salud) y enjuague bien el tubo de alimentación.




- **Cierre la pinza del equipo de administración.**



- **Cuelgue el envase** con la nutrición y **conéctelo al sistema de administración.** Si su envase es una botella, quizá le resulte más cómodo conectarla al sistema de administración antes de colgarla. El envase debe colgarse al menos **20 cm. por encima de la cabeza del paciente para que la fórmula fluya mejor.**



- **Conecte** el sistema de administración a la sonda.



- **Ajuste la velocidad** de goteo abriendo o cerrando la ruedecita. Gradúe la velocidad (gotas por minuto) siguiendo las indicaciones recibidas de su profesional sanitario.

- **Verifique** regularmente que **la velocidad de infusión** de la fórmula nutricional es correcta y no ha variado.



- **Cuando termine** la nutrición por gravedad baje la ruedecilla para interrumpir la nutrición.

- **Descuelgue la nutrición** y desconéctelo del sistema de administración.
- **Desconecte el sistema de administración** de la sonda.



- Para terminar, **lave la sonda** pasando 20-30 ml de agua con una jeringa (en caso de nutrición continua, cada 6 horas).